

Hej,

I løbet af januar 2021 lancerer vi vores nye PTA Dilatation Catheter - SABER™.035. Produktets ydeevne og nøglefunktioner giver høj effektivitet, og fordelene ved SABER™.035 PTA dilatationskateter optimerer resultaterne. Nedenfor finder du nogle flere oplysninger, som jeg håber interesserer dig. Du er velkommen til at kontakte mig, for yderligere information.

Med venlig hilsen,
Majken Bredahl
Account Manager, Cordis

+45 29 99 84 11 / majken.bredahl@cardinalhealth.com

EXCELLENT NAVIGATION THROUGH TORTUOUS ANATOMY AND DIFFICULT LESIONS

KEY FEATURES FOR ENHANCED PERFORMANCE



Smooth tapered tip enhances crossability



Dual layer hydrophilic coating improves trackability



Dual distal markers on ≥ 100 mm balloons enhance visualization under fluoroscopy



Proprietary balloon design offers excellent rewrap and facilitates smooth retraction through the sheath

BALLOON LENGTHS OF UP TO 300 MM

Enable treatment of long lesions with fewer inflations and as a result may potentially reduce procedural and fluoroscopy time

For Healthcare Professionals Only.

Important information: Prior to use, refer to the instructions for use supplied with this device for indications, contraindications, side effects, suggested procedure, warnings and precautions. As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right to change product specifications without prior notification. Please contact your Cordis representative for additional product availability information.

CORDIS, Cordis LOGO, SABER are trademarks of Cardinal Health and may be registered in the US and/or in other countries.
© 2020 Cardinal Health. All Rights Reserved. 100573481 12/2020

CE
2797